

Capacidad de suministro

100000 pedazos / pedazos por mes de alta calidad [fabricante de termómetros infrarrojos sin contacto Chian](#)

Empaquetado y entrega

Unidades de venta	Objeto unico
Tamaño de paquete único	14X14X4 cm
Peso bruto único	0,400 kilogramos

Descripción del producto



Termómetro infrarrojo digital LCD Temperatura corporal para niños Termómetro corporal de frente sin contacto con retroiluminación ([Termómetro de temperatura de fiebre humana con pantalla LCD sin contacto de Chian al por mayor](#))

Introducción básica:

El termómetro infrarrojo corporal sin contacto está especialmente diseñado para probar la temperatura corporal del ser humano. Dependiendo de los distintos tipos y grosores de piel, puede haber una diferencia de temperatura. Cuando la temperatura interior es una diferencia significativa, el termómetro infrarrojo corporal debe colocarse en esa habitación durante 15 a 20 minutos antes de usarlo.


características:

- 100% nuevo, de alta calidad.
- Medidas precisas sin contacto
- Puntero láser incorporado
- ° C o ° F seleccionable por el usuario
- Rango de selección automática y resolución de pantalla 0,1 ° C (0,1 ° F)
- Retención automática de datos y apagado automático

Especificaciones:

Rango de temperatura:	32,0 ° C-43,0 ° C (90 ° F -109,4 ° F)
Exactitud:	± 0,2 ° C (0,4 ° F)
Distancia de medición:	5 cm (2 pulgadas)
Parada automática:	7 segundos
Tiempo de respuesta:	0,5 s
Repetibilidad:	± 1% o ± 1 ° C
Resolución de pantalla :	0,1 ° C o 0,1 ° F
Temperatura de funcionamiento:	10 ° C-40 ° C (50 ° F -104 ° F)
Popular:	Mejor vendido
Unidad:	SELECCIÓN ° C / F
Función:	Función de retención de datos
Poder:	9 V (NEDA 1604A o IEC 6LR61)
Indicación:	Indicación de batería baja
Monitor:	pantalla LCD

Detalles Imágenes



Infrared
Sensing



1
Second
Testing



LCD
Display

Intended measurement site	Forehead
Measurement range	32°C~42.9°C 89.6°F~109.2°F
Laboratory measurement precision	±0.2°C (35.0°C~42.0°C) ±0.3°C (others)
Display Precision	0.1°C/°F
Measurement units	°C/°F
Operation condition	10°C~40°C, RH≤93% (non-condense), 70kPa ~106kPa
Storage and transport condition	-20°C~55°C, RH≤93% (non-condense), 50kPa ~106kPa
Dimensions	140x40x40(mm)
Weight	About 95g (include battery)
Expected service life	6 years





Infrared Thermometer

Infrared dual mode forehead thermometer



Forehead
Temperature



Fast
Measurement



Object
Temperature



Memory for 32
groups of data



Auto Shut-off
Function



Fever Alarm
Function



°C/°F Unit
Conversion

Fever Alarm Function

- When body temperature range from 37.5°C~38.4°C, the thermometer will emit a Orange backlight and 3 short beep to remind you
- When body temperature range from 38.5°C~42.9°C, the thermometer will emit a Red backlight and 5 short beep to remind you.



😊 32-37.5°C



😬 37.6-38°C




😡 38-42.9°C



32 SET OF DATA STORAGE

Store up to 32 sets of readings are recorded for better tracking the changes of body temperature, support clinical febrile diagnosis.







Certificaciones

Certificado CE para termómetro infrarrojo



Attestation of Conformity

No. ICR Polska/M3600006



Name and address of Registered Manufacturer: Jiangxi Dayou Medical Technology Co., Ltd.
Stanard Plants Building B7, Yangguang Road, Wanzai Industrial Zone, Wanzai County, Yichun city, Jiangxi Province, China

Product name: Infrared Thermometer

Product type/model: DY-A200, DY-A201, DY-A202, DY-A203, DY-A600, DY-A601, DY-A602, NX-2000

Trade mark: n/a

This Attestation confirms that the product meets the requirements of the following normative documents and within limits of its documents gives presumption of conformity with essential requirements of Directive 93/42/EEC.

Relevant EC Directive: Medical Device Directive 93/42/EEC

Conformity assessment procedure: EC Declaration of Conformity (Annex VII of Directive 93/42/EEC)

Classification: Class I according Rule 1 of Annex IX of Directive 93/42/EEC

Applied normative documents: EN 60601-1:2006+A1:2013, EN 60601-1-2:2015

Applied Quality Management System n/a

This AoC will remain valid only if Quality Management System Certificate remains valid.
The assessment process has been carried out in accordance with the program PC-P-07-07.
Evaluation has been carried out in accordance with test report made by:

- Shanghai GOM Testing & Technical Co., Ltd.

No. of test report: GOM200320282T

Issue date: 19.03.2020

Expiration date: 18.03.2025

The mutual obligations and rights of the certification are regulated by the contract No. ICR Polska/2020-3125.

This Attestation applies to products having the same attributes (parameters), intended use, that have been evaluated and meet the requirements of the aforementioned standard.



Director: Rafał Kalinowski

Warsaw, 19. 03. 2020.

ICR Polska Co. Ltd.

ul. Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa
www.icrpolska.com, e-mail: icrpolska@icrq.com



Certificado FDA para termómetro infrarrojo



Fiscal Year 2020

CERTIFICATE OF FDA REGISTRATION

This certifies that:
Jiangxi Dayou Medical Technology Co., Ltd.
Stanard Plants Building B7, Yangguang Road, Wanzai Industrial Zone, Wanzai County, Yichun
city, Jiangxi Province, China

has completed the FDA Establishment Registration and Device Listing with the US Food &
Drug Administration, through Shenzhen Lintek certification Group Co.,Ltd.

Owner/Operator Number:: 10067829

Listing No.	Proprietary Name:	Device Class:	Device Name:
D387012	Infrared Thermometer DY-A200, DY-A201, DY- A202, DY-A203, DY-A600, DY-A601, DY-A602, NX-2000	1	Thermometer,clinical color change

Remark:

Assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing. Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding."



Kelvin Zhang

Issued Date: 08 Apr 2020

Expiration Date: 31 December 2020

Certificado RoHS para termómetro infrarrojo

Certificate Of Conformity

BORY

No.: BGAC20049104R

Applicant.....: Jiangxi Dayou Medical Technology Co., Ltd.
Address.....: Stanard Plants Building B7, Yangguang Road, Wanzai Industrial Zone, Wanzai County, Yichun city, Jiangxi Province, China
Manufacturer.....: Jiangxi Dayou Medical Technology Co., Ltd.
Address.....: Stanard Plants Building B7, Yangguang Road, Wanzai Industrial Zone, Wanzai County, Yichun city, Jiangxi Province, China
Trademark.....: N/A
Product.....: Infrared thermometer
Model(s): DY-A200, DY-A201, DY-A202, DY-A203, DY-A600, DY-A601, DY-A602, NX-2000
Directives.....: Directive 2011/65/EU and Amendment Directive (EU) 2015/863
Standards.....: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, EN 14372:2004
Report No.: BG2004TR9104R

Remark:

The certificate of conformity is based on an evaluation of sample if the above mentioned Product. The EUT described above has been examined by us with the listed standards and found in compliance with the Directive 2011/65/EU and Amendment Directive (EU) 2015/863. It is possible to use RoHS marking to demonstrate the compliance with this RoHS Directive.

RoHS

Approved by/Date:

Apr.06, 2020


Shenzhen Bory Technology Service Co., Ltd.

Tel: +86 755 2328 6925
Fax: +86 755 2328 6935
Email: Service@bory.biz
http: www.bory.biz


501, Building 10, Xinlitang Building, Gangbei Industrial Park, Huanglian Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Embalaje y envío

50 unidades por caja, el tamaño de la caja es de 58 * 40 * 36 cm, 20 kg




Dayoumed



DY-A200
INFRARED THERMOMETER

Dayou



DY-A200
INFRARED THERMOMETER

Bienvenido a O-Leaders

A medida que el Coronavirus se extendió por todo el mundo, especialmente durante enero a febrero en China, incluso tuvimos una gran escasez de máscaras y tipos de productos contra el COVID-19! Ahora, China está mejorando y es responsabilidad principal ayudar a los amigos del mundo con estos productos, consulte más sobre nuestro sitio web [Antivirus](#)

