

Descrizione del prodotto

Sterilizzatore UV portatile a luce UV con LED importatore 18 pezzi per disinfezione ambientale

Nome del prodotto	Sterilizzatore UV	Numero di perle della lampada	18 LED
Materiale	addominali	Applicazione	Disinfezione
Energia	7W		Rimuovi gli acari
Taglia	20.7 * 4.5 * 2,8 centimetri		Sterilizzare
caratteristica	Disinfezione UV LED , Tasso di sterilizzazione del 99,9%		

Imballaggio e consegna

Unità di vendita	Singolo oggetto
Confezione singola	20X5X3 cm
Peso lordo singolo	0,002 kg



18pcs of Importing **LED** beads

99.9% sterilization rate for
home & travelling disinfection



Gravity sensor setting
Automatically turns off UV light
When separating the upper part

99.9%

LED UV disinfection
Destroyed over 99.9% of germs

Ultraviolet disinfection technology is commonly used in hospitals, bacteriological research, military and aerospace fields.

It uses a purely physical sterilization method and irradiates with a wavelength of 260-280nm.

Can instantly destroy DNA and RNA of microorganisms such as bacteria.

Make it lose its ability to reproduce and survive.



Light in weight, 200g

1s disassembly and assembly, portable

Chargeable battery, USB charging

Full charging for using 60mins

3000mAh lithium battery




Adjustable UV sanitizing wand

Long & Short size for using different place

Updated from tradition UV sterilizer,
let it more suitable and useful to lives

Short sterilizer is used to :
mask, cellphone, cup, corners,
all-around, more energy-saving.

Combined long sterilizer is used to:
car, bedroom, etc..big space,
experience the small size bringing
you a safety and health living



Fight Against Bacteria

Respiratory
disease

Bacteria
Breeding
ground

Bacteria
Often allergic

Sneezing

18pcs of Importing **LED** beads

99.9% sterilization rate for
home & travelling disinfection



light in weight
easy disassembly
portable & travelling



strong
sterilization



sweep 5 times
rapid disinfection



20,000's disassembly
not deformed

Dettagli Immagini

Utilizzalo sempre e ovunque nella tua vita per regalarti uno spazio di vita sano e sicuro
[\(Produttore di lampade per sterilizzazione UV sterilizzazione portatile, disinfezione portatile\)](#)

Dove usare I:
Usa per le tue maschere

Slightly sweep 5 times, quick disinfection
Reuse to save resources



**Dove usare II:
Usa per il tuo cellulare**



**Dove usare III:
Utilizzare per le stoviglie**

Short sterilizer is used to disinfect small stuff

Safe and save energy



Dove usare IV
Usa per la tua camera da letto



**Dove usare V:
Utilizzare per carrozzina**



**Dove usare VI
Usa per il tuo bagno**



Presentazione del prodotto

18 PCS UV lamp beads for
10 years life

99.9%

Strong sterilization
Best effectivity
Most safety



Certificato



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM06103R01D

1.样品前处理:以玻璃为载体,作用距离3cm,照射时间为5分钟。

Sample pretreatment: Took the glass as the carrier, and the action distance was 3cm, Irradiation and the action time was 5 minutes.

2.试验结果 Test Result:

试验菌株 Test germ	试验组别 Test group	对照组平均菌落数 Average cfu of positive controls (cfu/片)	试验组平均菌落数 Average cfu of testing groups (cfu/片)	杀灭率 Killing rate (%)	杀灭对数值 Sterilization logarithm
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	1	5.0×10^6	1.8×10^2	99.96	3.44
	2	4.7×10^6	1.8×10^2	99.96	3.41
	3	4.8×10^6	1.9×10^2	99.96	3.40
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	1	1.6×10^6	7.0×10^2	99.96	3.35
	2	1.4×10^6	7.7×10^2	99.95	3.26
	3	1.3×10^6	7.5×10^2	99.94	3.23

(以下空白 Blank below)

分析
专用



Benvenuto in O-Leading

Mentre il Coronavirus si diffondeva in tutto il mondo, specialmente da gennaio a febbraio in Cina, eravamo persino in grave carenza di maschere e tipi di merci contro COVID-19! Ora, la Cina sta migliorando ed è la principale responsabilità di O aiutare gli amici del mondo con questi prodotti, si prega di fare riferimento al nostro sito Web [Anti Virus](#)

